

دی متیل فرمامید

نام: dimethylmethanamide

توضیحات

دی متیل فرمامید مایعی شفاف با فرمول شیمیایی $\text{HCON}(\text{CH}_3)_2$ یکی از حلال های رایج در شیمی است. این ماده یک حلال قطبی آبروتیک با نظره چوشن بالا است. دی متیل فرمامید در برایر بازها و اسیدهای قوی پایدار نیست و به نسبت در آب قابل امتزاج است. برای خرید دی متیل فرمامید با برنده مرک آلمان با کارشناسان نرمال لایو در ارتباط باشید.



بررسی دی متیل فرمامید

دی متیل فرمامید اولین بار توسط آلبرت ورلی شیمیدان فرانسوی، در سال ۱۸۹۳ به وسیله محلوی از دی متیل آمین هیدروژن کلرید و بتا سیم فرمات تولید شد. دی متیل فرم آمید را از طریق ترکیب متیل فرمات و دی متیل آمین یا با استفاده از ایونتیش دی متیل آمین با مونوکسید کربن نیز می توان تولید کرد. اگر چه شاید تا حدودی غیر عملی به نظر برسد اما می توان آن را از واکنش دی اکسید کربن فوق بحرانی با استفاده از کاتالیزورهای مبتنی بر روتنیم نیز تهیه کرد. **دی متیل فرمامید** یکی از حلال ها با فرمول مولکولی CH_3COCH_2 با خلوصیت ۹۹.۹ درصد دارای جرم مولکولی ۷۳.۹ می باشد و شماره کد بین الملل (Cas Number) آن ۶۸-۱۲-۴ است. نقطه جوش این ماده شیمیایی درجه سانتیگراد و نقطه انجماد آن منقی ۶ درجه سانتیگراد می باشد. به نام دیگر آن می توان به DMF که به صورت اختصار می باشد هم اشاره کرد. این ماده، بسیار شفاف و بی بوی باشد در صورتی که نمونه های تخریب شده این ماده شیمیایی به دلیل ناخالصی از دی متیل آمین اغلب دارای بوی مانند بوی ماهی هستند. ناخالصی های تخریب شده ای دی متیل آمین را می توان با انجام دادن آرگون و یا سونیک کردن حذف کرد. خواص حلال DMF به دلیل ثابت بالای دی الکتریک، ماهیت حلایت بالا، و فرازیت کم آن بسیار جذاب است. این ماده غالباً برای واکنشهای شیمیایی و سایر کاربردها، که به قدرت حلایت بالای نیاز دارند، استفاده می شود و یکی از مصارف آن در دستگاه HPLC و بیولوژی مولکولی و به عنوان حل مورد استفاده قرار می گیرد. **Dimethylformamide** به شدت با اسید سولفوریک غلیظ و فوم اسید نیتریک واکنش می دهد و حتی ممکن است که منجر به انفجار شود، در آب و اکثر ترکیبات آئی حل می شود و همین خاصیت باعث شده است که به صورت گسترش به عنوان حل در واکنش های شیمیایی مورد استفاده قرار گیرد.



تولید دی متیل فرمامید:

سنتر مستقیم یا یک مرحله ای از DMF با مونوکسید کربن خالص یا جریان گاز حاوی مونوکسید کربن آغاز می شود. این مواد در یک فرایند مداوم با این، (N,N -dimethylamine) به وسیله محلول آکالی آلوکسید (alkali alkoxide)، (معمولًا سدیم متوكسید) که متابول نقص کاتالیست را دارد با یکدیگر واکنش می دهند. ممکن است متیل فرمیت (Methyl formate) (بعد عنوان یک واسطه در این فرایند تشکیل شود. ترکیب واکنشگرها از میان یک مبدل حرارتی خارجی برای از بین بدن گرمای اضافی تولید شده و محلوط شدن هر چه بهتر عور می کند. این واکنش در فشار ۵۰ تا ۱۱۰ مگا پاسکال (MPa) و در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد انجام می شود. محلوط واکنش دهنده ها بعد از خروج از راکتور در حفظه فشرده سازی، فشرده می شود. علاوه بر DMF محصول خام حاوی متانول، مقدار معینی از آن، واکنش نداده، مونوکسید کربن حل شده و کاتالیزور باقیمانده اضافه کردن اسید و یا آب، هر مقدار کاتالیست موجود را غیرفعال می کند و منجر به تشکیل سدیم فرمیت می شود. مونوکسید کربن حل شده همراه با گازهای بی اثر، از محلوط در طی فشرده سازی، فشرده می شود. گازهای خروجی از طریق احتراق حذف می شوند. تقطیر مقدماتی بعد از تقطیر دوم در یک ستون جداگانه دنبال می شود؛ در اینجا DMF از متانول جدا شده که حاوی مقداری آن، از دی متیل آمین است. تقطیر بیشتر باعث خلوص محصول تا ۹۹.۹٪ می شود.

روش تولید دی متیل فرمامید:

به طور کلی دو فرایند برای تولید دی متیل فرمامید به روش تجاری وجود دارد.

روش اول: یک فرایند دو مرحله ای شامل کربونیلاسیون متانول به متیل فرمات و سپس واکنش فرمات با دی متیل آمین می شود که در واکنش های زیر می توان آن را مشاهده کرد:



کربونیلاسیون متانول در حضور یک کاتالیست باری مانند سدیم متا اکسید انجام شده و سپس محصول با استفاده از تقطیر ایزوله می شود.

در فرایند پیوسته تجاری واکنش دی متیل فرمات و دی متیل آمین در فشار ۳۵ کیلو پاسکال انجام شده و دما از ۱۱۰ تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد افزایش پیدا می کند و در نهایت به درصد تبدیل ۹۰٪ می رسد. سپس محلول واکنش به یک راکتور وارد می شود که در فشار ۲۷۵ کیلو پاسکال کار می کند، جایی که واکنش کامل شده و دی ام اف و متانول از سایر محصولات جانبی جدا می شوند. سپس ماده حاصل در برج تقطیر اتمسفری خالص سازی می شود. روش دوم: این فرایند با استفاده از کربونیلاسیون مستقیم dimethylamine در حضور یک کاتالیست بازی و یا یک فلز انجام می شود. این کربونیلاسیون معمولاً در حضور متانول اتفاق می افتد که به حلایت کاتالیست کمک می کند. کاتالیست بازی استفاده شده عموماً سدیم متا اکسید است هرچند که ترکیبات بازی دیگری مانند پنتا اکسید و رزین های تبادلی آئیونی هم مورد استفاده قرار می گیرند.

نام:	دی متیل فرمامید
نام انگلیسی:	dimethylmethanamide
متراff:	دی متیل فرمآمید
متراff ها (en):	DMF, N,N-Dimethylmethanamide, Formic acid dimethylamide
فرمول شیمیابی:	C ₃ H ₇ NO
ظاهر:	ماج
شكل و حالت فیزیکی:	ماجیعی بی رنگ، بدون بو
جرم مولکولی:	73.09g/mol
دماهی ذوب:	-61°C
دماهی جوش:	153°C
چگالی:	0.91g/cm ³
حلان:	محاول در آب و مایعات آلی
شماره CAS:	2-12-68
شماره (Merck):	10303434
شماره کاتالوگ:	1030346025, 1030344000, 1030342011, 1030342000, 1030341011, 1030341000

نکات دی متیل فرمامید

دی متیل فرمامید (N,N-Dimethylformamide) در مقابل بازهای قوی مثل سدیم هیدروکسید و اسیدهای قوی مثل HCl, H₂SO₄ پایدار نیست و به فرمیک اسید و دی متیل آمین بخصوص با بالا بردن دما هیدرولیز می شود. DMF به هر نسبتی در آب قابل امتصاص است. خالص سازی و خشک کردن این ماده در دمای اطاق به آهستگی و در رفلaksن با سرعت بیشتری تخریب شده و دی متیل آمین و کربن مونواکسید آزاد می کند. تخریب این ماده توسط ناخالصی های اسیدی یا بازی تسریع می شود. قرار دادن DMF در واکنش گرهای خشک مثل کلسیم هیدروکسید برای چند ساعت در دمای اتاق منجر به تخریب قابل توجه آن می گردد. خشک نمودن DMF می تواند با خشک کردن توسط باریم اکسید (BaO) یا غربال های مولکولی AF (Barium Oxide) یا غربال های مولکولی AF (BaO) یا غربال های مولکولی AF (Barium Oxide) با تقطیر در خلا در فشار حدود 20 mmHg انجام می شود و می توان آن را در غربال های AF ذخیره کرد.

خصوصیات دی متیل فرمامید:

دی متیل فرمامید مایعی بی رنگ، بدون بو و ارگانیک است.

دی متیل فرمامید با آب و اکثر مایعات آلی می تواند مخلوط شود.

کاربردهای دی متیل فرمامید:

کاربرد استفاده اصلی DMF به عنوان حلal است، دی متیل فرمامید در تولید الیاف و پلاستیک اکریلیک استفاده می شود.

دی متیل فرمامید به عنوان یک حلal برای بازیافت Olefins مانند 1,3-بوتان-1-ولید از طریق تقطیر استخراج استفاده می شود.

دی متیل فرمامید در تولید رنگ های حلal به عنوان ماده خام مهم استفاده می شود.

همچنین به عنوان یک حلal در اتصال پیتید برای داروهای، در توسعه و تولید آفت کش ها و در تولید چسب ها، پوست های مصنوعی، الیاف، فیلم ها و پوشش های سطحی کاربرد دارد.

دی متیل فرمامید یک کاتالیزور رایج است که در سنتز آسیل هالیدها، به ویژه در سنتز آسیل کربوکسیلیک اسیدها مورد استفاده قرار می گیرد گاز استیلن خالص را نمی توان بدون خطر انفجار فشرده و ذخیره کرد

واکنش های دی متیل فرمامید:

توسط اسید و باز قوی، به خصوص در دماهای بالا هیدرولیز می شود.

در واکنش با سدیم هیدروکسید، به فرمات و دی متیل آمین تبدیل می شود.

با کربونیله شدن در نزدیکی نقطه جوش خود، دی متیل آمین به دست می آید. بنابراین تقطیر تحت فشار کم در دماهای پایین انجام می شود.

خرید دی متیل فرمامید

در حدود ۲۵ درصد تقاضا برای خرید دی متیل فرمامید را می توان به صنعت داروسازی اختصاص داد. در صنعت داروسازی DMF به دلیل خواص منحصر به فردی که به عنوان حلal دارد، در فرایندهای مختلفی به عنوان حلal فرایند و کربستالیزاسیون مورد استفاده قرار می گیرد. با در نظر گرفتن این موضوع که انتخاب و خرید حلال های آزمایشگاهی سیار مهم و قابل تأمل است فروشگاه نرمال لاپو با سالها سابقه درخشناد در زمینه پخش و فروش انواع مواد شیمیابی آزمایشگاهی امکان خرید انواع حلال های آزمایشگاهی را با بهترین برندهای روز دنیا همچون merck, sigmaaldrich و ... و بهترین برندهای تولید داخل را فراهم کرده است، تیم نرمال لاپو در خدمت شما عزیزان خواهد بود تا اطلاعات مورد نیاز شما در رایطه با روزنده ثبت سفارش خرید دی متیل فرمامید و قیمت دی متیل فرمامید را به شما عزیزان ارائه کند.