

## برین هارت آگار

نام: Brain Heart Infusion agar

### توضیحات

محیط کشت برین هارت آگار دارای مایع یا ژل می باشد که به منظور رشد دادن میکروب ها، یاخته ها و یا حتی گیاهانکوچک مورد استفاده قرار می گیرد. برای خرید کشت برین هارت آگار کارشناسان نرمال لابو ارتباط برقرار نمایید.



### بررسی برین هارت آگار

محیط کشت برین هارت آگار (BHI) یک محیط رشد برای رشد میکروگانیسم ها است. برین هارت آگار یک ماده غذایی از مواد مغذی است، بنابراین می توان از آن برای کشت انواع ارگانیسم های سریع استفاده کرد. به طور خاص، از محیط کشت برین هارت آگار برای کشت استرپتوکوک ها، پیوموکوک ها و منزوکوک ها استفاده شده است که در غیر این صورت رشد آنها چالش برانگیز است. برین هارت آگار BHI با ترکیب تزریق قلب و مغز گوشت گاو یا خوک با انواع مواد مغذی دیگر ساخته می شود. محیط کشت برین هارت آگار یک محیط کشت آبگوشی است و اغلب در آزمایشات ایمنی آب و حساسیت به آنتی بیوتیک استفاده می شود.

فرمولاسیون محیط : Brain Heart Infusion agar  
nutrient substrate (brain extract, heart extract and peptone) ۲۷.۵

D(+) glucose ۲.۰

sodium chloride ۰.۵

di-sodium hydrogen phosphate ۲.۵

agar ۱۵.۰

Final pH ( at ۲۵°C ) ۷.۴±۰.۲

محیط کشت برین هارت آگار (BHI Agar) یک محیط کشت غیر انتخابی غنی شده است که برای جداسازی و پرورش طیف گسترده ای از باکتری ها از جمله مخمر و کپک استفاده می شود. از ویژگی های اساسی محیط کشت برین هارت آگار می توان به مواد مغذی این محیط که شامل موادی از مواد جامد قلب مغز و بینتون گوشت و عصاره مخمر است اشاره کرد. نرمال لابو با سالها سابقه درخششان در زمینه فروش و بخش محیط کشت با برنده مرك آلمان هوا ره کوشیده است نیازهای بازار داخل کشور را برطرف کند بر همین اساس شما می توانید برای خرید محیط کشت برین هارت آگار با کارشناسان نرمال لابو ارتباط برقرار نمایید و سفارش خود را ثبت نمایید.

### ویژگی برین هارت آگار

#### مشخصات

محیط کشت برین هارت آگار	نام:
Brain heart infusion agar	نام انگلیسی:
جامد	ظاهر:
۵۲g/l (۱۰۰ °C)	انحلال پذیری:
۷.۲ - ۷.۶ (H <sub>2</sub> O, ۲۵ °C)	:ph Value
۱۱۳۸۲۵	Catalogue Number
۸۰۱۳۰۱۲	:CAS number
Store at +۱۵°C to +۲۵°C	:Storage

### نکات برین هارت آگار

- با افزودن خون به محیط کشت پایه، بسیاری از فاکتورهای ضروری رشد برای قارچ های سخت رشد محبی می شود. از آنجایی که بس از تلقیح نمونه به پلیت محیط کشت، بسیاری از ارگانیسم ها برای کشت اولیه نیاز به دی اکسید کربن دارند، بهتر است پلیت های تلقیح شده در فضایی که دارای ۵ الی ۱۰ درصد دی اکسید کربن است به مدت ۲۴ الی ۴۸ ساعت و در دمای ۳۵ ± ۳ درجه گرماگذاری شود.

- برای جداسازی قارچ ها از نمونه های عفنونی، بهتر است در کنار این محیط کشت از محیط کشت غیر انتخابی دیگری نیز استفاده شده و در دمای ۲۵ الی ۳۰ درجه گرماگذاری شود. همچنین برای جداسازی قارچ های مایکروزیستمیک باید دو سری محیط کشت یکی در دمای ۲۵ الی ۳۰ درجه و دیگری در دمای ۳۵±۳ درجه گرماگذاری شود.

**ظاهر محیط کشت برین هارت آگار:**

- ظاهر پودر: کهربایی روشن، پودر یک، دست و هوموژن

- ظاهر محیط آماده: محلول کهربایی روشن و شفاف

دستورالعمل تهیه محیط کشت (BHI agar) :

- ۵۲ گرم از پودر محیط را در یک لیتر آب مقدار حل کرده و کاملاً مخلوط کنید.

- محیط را به مدت ۱ دقیقه بجوشانید تا کاملاً حل شود.

- محیط کشت را در دمای ۱۲۱ درجه و به مدت ۱۵ دقیقه انوکلاؤ کنید.

- قبل از استفاده، محیط را هم زده تا رسوبات باقیمانده بصورت بکنوخت در محیط فقرار گیرند.

### خرید برین هارت آگار

شرکت مرک بیشترین اهمیت را برای بالاترین سطح کیفیت، کم ترین مقدار ناخالصی و مقدار وسیعی از پارامتر های تخصصی هر محصول مجزا قائل می شود. از توسعه تا فروش مواد شیمیایی مرک، این شرکت در به دست آوردن کیفیت عالی، به خصوص در زمینه حساس معرفه های آنالیزوری، نهایت دقت را می کند. محیط های کشت تولید شده مرک بهینه شده برای استفاده برای کشت و رشد باکتری ها، قارچ ها و ... را فراهم می کند و به مشترکان اجازه می دهد با خیال راحت و اطمینان کار کنند. در همین راستا نرمال لابو مرک فروش انواع محیط های کشت جامد، مایع و نیم آبگوشی تلاش کرده است که امکان خرید محیط کشت با برنده merck را برای شما فراهم سازد در همین راستا شما می توانید برای خرید محیط کشت برین هارت آگار با شماره های درج شده در سایت تماس گرفته و سفارش خرید خود را ثبت کنید در نظر داشته باشید که کارشناسان نرمال لابو آماده باسخنگویی به سوالات شما در زمینه نحوه سفارش و خرید محیط کشت برین هارت آگار و قیمت محیط کشت برین هارت آگار می باشند.