

چراغ الکلی فلزی

توضیحات

چراغ الکلی از دسته محصولات ساده اما کاربردی آزمایشگاه ها می باشد. این محصول را می توانید از بزرگترین فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی، شیشه آلات آزمایشگاهی، و تجهیزات آزمایشگاهی، نرمال لابو تهیه کنید.



بررسی چراغ الکلی فلزی

چراغ الکلی یکی از تجهیزات آزمایشگاهی است و دارای مخزن برای پر کردن الکل و محلی برای تعییه فیلیه جهت شعله بدون دود است. از این وسیله آزمایشگاه شیمی استریل کردن لوبها و سوزنها و مواد دیگر مورد استفاده می شود. چراغ های الکلی برای آزمایشگاه هایی ایده آل هستند که در آن ها گاز نیست. این آزمایشگاه ها از الکل معمولی برای تولید شعله می بدون دود و قادر به نشین استفاده می کنند. این شعله به نسبت شعله ای چراغ بونز خنک تر می باشد. یک چراغ الکلی یک محفظه ای فلزی استوانه ای دهان گشاد با یک فنتیله ای نخی گرد را نگه می دارد. اکثر چراغ الکلی ها دارای دریوش دیگر نیز هستند که بالای فنتیله قرار می گیرد تا آن را خاموش کند و مانع تبخیر سوخت الکلی زمانی که به کار گرفته نمی شود، شود. الکل درون محفظه توسط عمل موبینگی به دون فنتیله کشیده می شود و زمانی که به هوا بررسد تبخیر می شود. بخار ایجاد شده مشتعل می شود و با دمای بین ۵۰°C و ۹۰°C درجه ای فارنهایت می سوزد که این دما بستگی به محل شعله دارد.

ویژگی چراغ الکلی فلزی

مشخصات

نام:	چراغ الکلی فلزی
نام انگلیسی:	steel spirit lamp
دامنه حرارتی:	۰°C تا ۲۵۰°C
اندازه فیتیله:	۱۰cm
نوع سوخت:	متانول ، اتانول ، پروپانول و بوتانول
قطعات:	فیتیله، درب، محفظه
جنس:	فلز
وزن:	۵۰gr

نکات چراغ الکلی فلزی

نام دیگر این چراغ ها، اجاق گاز های کوله بسته است که دلیل آن وزن فوق العاده سبکشان می باشد. چراغ الکلی آزمایشگاهی یکی از تجهیزات آزمایشگاهی است و دارای مخزن برای پر کردن الکل و محلی برای تعییه فیلیه جهت شعله بدون دود است. در آزمایشگاه برای استریل کردن لوبها و سوزنها و مواد دیگر مورد استفاده قرار میگیرد.

ویژگی های چراغ الکلی فلزی:

- پچراغ الکلی آزمایشگاهی دارای مخزن برای پر کردن الکل و محلی برای تعییه فیلیه جهت شعله بدون دود میباشد.
- برای استریل کردن لوبها و سوزنها و مواد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
- در آزمایشگاه هایی که گاز نیست استفاده از چراغ الکلی امری ایده آل است.
- در این محیط ها از الکل معمولی به منظور تولید شعله می فاقد دود و بدون ته نشین استفاده می شود.
- دمای این شعله به نسبت شعله ای چراغ بونز کمتر است.
- چراغ های الکلی معمولا هنگامی به کار گرفته می شوند که، برای پروژه های نظریه کار با چوب، حرارت اندکی مورد نیاز است.
- چراغ الکلی آزمایشگاهی معمولا به علت وزن فوق العاده سبک و ساختار ساده ای که دارد به عنوان جایگزین چراغ بونز به کار گرفته می شود و جا به جایی آن به سادگی با دست صورت می گیرد.
- چراغ الکلی یک نوع طراحی اجاق گازرا یک مشغل است که بایزی به تنظیم فشار سوخت ندارد و سوخت در مشغل قرار گرفته و می سوزد تا هنگامی که بایان بررسد با خود کاربر آن را خاموش کند.
- امکان روشن کردن چراغ الکلی هم با سوخت مایع و هم جامد وجود دارد.
- کاربرد دریوش چراغ الکلی فلزی آزمایشگاهی
- چراغ های الکلی در دریوش های مهر و موم کننده ای جا میگیرند تا اولا سوختی که چراغ را پر کرده است با قرار دادن دریوش آن به راحتی جا به جا شود ثانیا تا مشعل داغ نسوزد چون در غیر این صورت امکان آسیب دیدن دریوش وجود دارد.
- ساختار چراغ الکلی تنها از سه قطعه می باشد یعنی یک مشعل، یک محفظه ای سوخت و یک پشتیبان برای قرار دادن چراغ روی آن.
- وزن این دستگاه ها معمولا چیزی بین ۳۰ تا ۶۰ gr می باشد تا برای حمل در کوله پشتی وزن آن به حداقل بررسد.
- چراغ الکلی از یک مخزن جهت پر کردن الکل و یک فیتیله تشکیل شده است.
- این وسیله شعله ای بدون دود تولید می کند.
- برای استریل وسایل طریف و کوچک مانند لوبها، سوزنها . پنس ها مورد استفاده قرار می گیرد.

خرید چراغ الکلی فلزی

چراغ الکلی وسیله ایست که در آزمایشگاه ها و مراکز درمانی و بسیاری دیگر از مراکز مورد استفاده قرار می گیرد. این وسیله با سوزاندن الکل به عنوان سوخت، تولید حرارت می کند. روش کار چراغ های الکلی با استفاده از سوختن فیلیه داخل الکل است. سازوکار آن به این صورت است که یک محفظه (معمولًا شیشه ای) قرار دارد که درون آن الکل می ریزند. یک فیتیله داخل الکل می ریند دور آن را محکم می کنند تا الکل موجود در چراغ الکلی تبخیر نشود. پس از آن، الکل از فیتیله بالا رفته و به نوک فیتیله می رسد. با آتش زدن فیتیله، الکل موجود در چراغ به آرامی سوخته و تولید حرارت می کند. با در نظر گرفتن این موضع که چراغ الکلی یکی از وسایل و تجهیزات اساسی در آزمایشگاه ها می باشد نرمال لابو بهترین و با کیفیت ترین نوع چراغ الکلی را به شما ارائه می کند تا شما بتوانید با اطمینان خاطر سفارش خرید چراغ الکلی فلزی را ثبت کنید.