

قطره چکان پوار دار

نام: laboratory dropper bottle

توضیحات

عموماً از قطره چکان پوار دار برای برداشتن مایعات به مقدار مورد نظر استفاده می‌شود. قطره چکان پوار دار ساخته شده از شیشه بوروسیلیکات.^۳ است که با تنجه به ویژگی این قطره چکان ها در برابر گرما و مواد شیمیایی مقاوم می‌باشد. برای خرید قطره چکان پوار دار در دونوع سفید و رنگی با کارشناسان نرمال لابو در ارتباط باشید.



بررسی قطره چکان پوار دار

قطره چکان پوار دار با نام انگلیسی laboratory dropper bottle از گروه بزرگ ظروف شیشه‌ای آزمایشگاه‌های علمی قابل مشاهده است. عموماً از قطره چکان پوار دار برداشتن مایعات به مقدار مورد نظر بیوهشگر استفاده می‌شود. در نظر داشته باشید که انواع قطره چکان پوار دار در بازار مصرف وجود دارند که دارای شیشه رنگی هستند. در نظر داشته بشید که هنگام کار کردن با قطره چکان پوار دار ابتدا با فشار دادن به لاستیک، هوای درون میله شیشه‌ای را خالی نمود و آن را به داخل مایع و یا محلول نهاد. سپس بعد از این مرحله با برداشتن فشار از روی لاستیک، مایع را به طرف میله شیشه‌ای کشید. پس از بالا کشیدن مایع، از مایع داخل آن برای آزمایش استفاده نمود. قطره چکان پوار دار رنگی برای موادی استفاده می‌شود که در اثر جذب نور، تجزیه و یا تغییر پیدا می‌کنند و می‌باشد از نفوذ نور و اشعه UV در امان باشند.

ویژگی قطره چکان پوار دار

مشخصات

نام:	قطره چکان پوار دار
نام انگلیسی:	laboratory dropper bottle
برند:	T.Co. T.G.I isolab
جنس:	بوروسیلیکات
سایز:	ml ۱۰۰، ۵۰
رنگ:	سفید، کهربایی
مقاومت شیمیایی:	مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی
کاربرد:	برداشتن مایعات
استاندارد:	Ce98 ۷۹EC

نکات قطره چکان پوار دار

قطره چکان پوار دار آزمایشگاهی و سیلیکاتی شیشه‌ای است که یک طرف آن دارای حباب لاستیک قابل ارتتعاج و طرف دیگر آن یک میله شیشه‌ای با نوک بسیار باریک است و در دونوع رنگ و سفید وجود دارد.

کاربرد قطره چکان پوار دار:

برای ریختن معرفه‌ها مانند: فل فتالین، تورنسل، متیل اورانژ

برداشتن محلول‌هایی که بخار سمنی تولید می‌کنند. مانند: اسید کلریدریک غلیظ، آب برم، آمونیاک

برداشتن محلول‌هایی که احتمال خطر آن‌ها هنگام ریختن به دست و لباس زیاد است مانند: محلول اسید سولفوریک غلیظ یا اسید نیتریک غلیظ

ویژگی قطره چکان پوار دار:

ساخته شده از شیشه بوروسیلیکات.^۳

مقام در برابر گرما

مقام در برابر مواد شیمیایی

درب قابل تعویض

پی پت شفاف و پوار پلاستیکی

بطری های رنگی مانع از نفوذ اشعه UV به داخل شیشه می‌شوند.

نحوه کارکردن با قطره چکان پوار دار:

هنگام کار کردن با قطره چکان سریوar دار ابتدا با فشار دادن به لاستیک، هوای درون میله شیشه‌ای را باید خالی کرد و آن را به داخل مایع قرار داد. سپس با برداشتن فشار از روی لاستیک، مایع را به طرف میله شیشه‌ای کشید. پس از بالا کشیدن مایع، از مایع داخل آن برای آزمایش استفاده کرد. در ظرف‌های قطره چکانی تیره رنگ، معمولاً باید موادی را ریخت که در اثر جذب نور، تجزیه و یا تغییر می‌کنند (مانند پرمنگات پتانسیم، پراکسید هیدروژن، اسید نیتریک غلیظ و ...). در ظرف‌های قطره چکانی یا ظرف‌های دریوش دیگر، هیچ‌گاه نباید محلول سود یا پتاکس ریخت؛ زیرا از نوع مواد، هنگام تبخیر و خشک شدن درب ظروف را مسدود می‌کنند و جدا کردن آنها بسیار دشوار خواهد بود.

خرید قطره چکان پوار دار

خرید قطره چکان پوار دار آزمایشگاهی برخلاف آنچه تصور می‌کنید در بسیاری موارد می‌تواند مشکل ساز شود برای کسانی که قصد خرید قطره چکان پوار دار آزمایشگاهی با کیفیت را در سر دارند. در هنگام خرید قطره چکان پوار باید نکاتی را در ذهن داشت که یک خرید قطره چکان پوار دار آزمایشگاهی موفق را پشت سر گذاشت. به هنگام خرید قطره چکان پوار دار توجه کنید که جنس شیشه استفاده شده در ساخت آن از بوروسیلیکات باشد تا در برای حرارت و مواد شیمیایی از مقاومت خوبی برخوردار باشد زیرا در صورتی که جنس آن به درستی انتخاب نشود ممکن است در هنگام کار با قطره چکان پوار دار شکسته شود و موجب حوادث غیرقابل جبران گردد. فروشگاه نرمال لابو با سالها سابقه در خدمت شماست تا قطره چکان پوار دار رنگی و قطره چکان پوار دار سفید را با مناسب ترین قیمت و با مطرح ترین برندهای تولید داخل و معترضین برندهای تولید خارج همچون isolab, T.Co., T.G.I و ... به شما ارائه کند برای اطلاع از روند ثبت سفارش و یا قیمت قطره چکان پوار دار با کارشناسان نرمال لابو از طریق فرم استعلام و یا شماره‌های درج شده در سایت در ارتباط باشید.