

# پی ست آزمایشگاهی



## توضیحات

آب فشان یا پیست (به انگلیسی: Wash bottle) یکی از ابزارهای آزمایشگاهی می‌باشد که از یک بطری پلاستیکی و یک نازل در بالای آن تشکیل شده‌است. پیست یکی از پرکاربردترین لوازم آزمایشگاهی پلاستیکی می‌باشد برای خرید پی ست آزمایشگاهی با نرمال لایو در ارتباط باشید.

## بررسی پی ست آزمایشگاهی

آب فشان آزمایشگاهی یا پی ست آزمایشگاهی یک بطری فشاری با یک دهانک است که از آن برای شستن قطعات مختلف شیشه آلات آزمایشگاهی استفاده می‌شود نظیر لوله های آزمایش و بالن های ته گرد. آب فشان ها با یک در پوش که در بالا قرار دارد و به صورت پیچی باز یا بسته می‌شود، مهر و موم می‌شوند. زمانی که فشار دست به بطری اعمال می‌شود، مایع درون آن تحت فشار قرار می‌گیرد و از دهانک به شکل یک جریان باریکی از مایع خارج می‌شود. عملکرد این وسیله به این ترتیب است که با فشردن دست روی بطری پلاستیکی فشار داخل بطری افزایش یافته و مایع داخل بطری به صورت باریکه ای از سر نازل به بیرون می‌ریزد. با در نظر گرفتن این موضوع که وجود پی ست برای هر آزمایشگاه لازم است در صورتی که کیفیت مواد اولیه آن با کیفیت نباشد و در طراحی آن دقت لازم به کار نگرفته شده باشد همین وسیله به ظاهر ساده کار شما را با مشکل روبرو می‌کند. نرمال لایو مرکز فروش انواع لوازم آزمایشگاهی پلاستیکی با برند isolab، پی ست آزمایشگاهی را با همین برند که ساخت کشور آلمان می‌باشد به شما ارائه می‌کند شما می‌توانید برای خرید پی ست آزمایشگاهی و یا آب افشان آزمایشگاهی با کارشناسان نرمال لایو در تماس باشید و سفارش خود را ثبت کنید.

## مشخصات

نام:	پی ست آزمایشگاهی، آب افشان آزمایشگاهی
نام انگلیسی:	wash bottle
جنس:	پلی اتیلن
رنگ:	سفید
کد:	۰۶۲۰۵۰۱۰۰
سایز:	۱۰۰، ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ ml
کاربرد:	انتقال مایع، شستشوی ابزار

## نکات پی ست آزمایشگاهی

اکثر آب فشان آزمایشگاهی ها از پلی اتیلن ساخته شده اند که یک پلاستیک انعطاف پذیر مقاوم به حلال است. پیست ها ممکن است با طیف وسیعی از حلال های آزمایشگاهی و معرف ها پر شوند، که این کار طبق عملی که باید در آن آزمایشگاه صورت گیرد انجام می‌شود. این مایعات شامل: آب مقطر، محلول های پاک کننده و حلال های شستشو نظیر استون، ایزو پروپانول یا اتانول می‌شود. در آزمایشگاه های زیستی نکه داشتن محلول هیپوکلیت سدیم در یک آب فشان برای ضد عفونی کردن محیط های کشتی که لازم نیستند، متداول است. آب فشان های پلاستیکی برای ذخیره سازی و بیرون دادن مایعات استفاده می‌شوند. مایعات متداولی که در آب فشان های آزمایشگاهی نگهداری می‌شوند شامل آب مقطر، اتانول، استون و ایزو پروپانول می‌شود. این مایعات به طور معمول برای شستن، استریل کردن و خشک کردن تجهیزات و شیشه آلات آزمایشگاهی استفاده می‌شوند. یک آب فشان آزمایشگاهی پلاستیکی معمولاً از یک بطری پلاستیکی قابل فشردن ساخته شده از پلی اتیلن و یک در پوش پیچی در بالا و یک لوله ی آب پرن تشکیل شده است. زمانی که بطری فشار داده می‌شود، مایع درون رها می‌شود و یک جریان باریک از طریق لوله خارج می‌شود.

### ویژگی پی ست آزمایشگاهی:

قابلیت فریز کردن

انعطاف پذیر با قابلیت ارتجاعی

مقاوم در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه

### موارد استفاده پی ست آزمایشگاهی:

انتقال حجمی مایعات شستشوی

ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی

## خرید پی ست آزمایشگاهی

با توجه به کاربرد های متداول پیست و یا همان آب افشان آزمایشگاهی از جمله: شست و شوی ابزارهای آزمایشگاهی، شستشوی رسوب یا اضافه کردن آب مقطر، به حجم رساندن محلولها در بالن حجمی و ... بودن این لوازم آزمایشگاهی پلاستیکی در آزمایشگاه ضروری می‌باشد. نرمال لایو مرکز فروش و پخش انواع لوازم آزمایشگاهی فروش پی ست (آب فشان) با قیمت مناسب و کیفیت تضمینی و با برند isolab می‌باشد، شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات تکمیلی پیرامون خرید پی ست آزمایشگاهی و سایر ظروف آزمایشگاهی با کارشناسان نرمال لایو تماس حاصل فرمایید. در نظر داشته باشید که تیم نرمال لایو آماده ارائه مشاوره به شما در زمینه خرید تمام لوازم آزمایشگاهی و مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی می‌باشد.