

## همزن مغناطیسی بدون هات پلیت T-۲



### توضیحات

همزن مغناطیسی بدون هات پلیت T-۲ با ویژگی های کنترلر تایمردیجیتال، رویه از جنس استیل و ... یکی از پرفروش ترین همزن های مغناطیسی بدون هات پلیت می باشد برای ثبت سفارش خرید همزن مغناطیسی بدون هات پلیت T-۲ با کارشناسان نرمال لایو در ارتباط باشید.

### بررسی همزن مغناطیسی بدون هات پلیت T-۲

**همزن مغناطیسی** یکی از ابزارهای آزمایشگاهی بوده که برای مخلوط کردن مایعات در آزمایشگاه از آن استفاده می شود. در این نوع همزن میله کوچکی به نام (stir bar) در داخل ظرف مایع قرار می گیرد. سپس ظرف مایع بر روی صفحه ای قرار داده می شود که زیر آن محوری با خاصیت مغناطیسی در حال چرخش است. این محورمیله داخل ظرف را بدون تماس فیزیکی و به وسیله نیروی مغناطیسی به گردش در می آورد. همزن مغناطیسی بدون هات پلیت مدل T-۲ که وسیله ای آزمایشگاهی که جهت مخلوط کردن نمونه های آزمایشگاهی برای تمامی آزمایشگاه که برای به وجود آوردن محلول یک داشت نیاز به همزن دارند بسیار کار آمد می باشد. با توجه به این که این همزن مغناطیسی بدون هات پلیت است شما می توانید از آن برای محلول های که در حین مخلوط شدن نیاز به گرما ندارند استفاده نمایید. در طراحی منحصر بفرد همزن مغناطیسی بدون هات پلیت T-۲ برای ایمنی بیشتر فیوز مناسبی در این دستگاه به کار رفته است که در صورت اتصالی برق مانع از خراب شدن دستگاه می گردد. برای خرید همزن مغناطیسی بدون هات پلیت مدل T-۲ می توانید با کارشناسان نرمال لایو ارتباط برقرار نمایید.

### ویژگی همزن مغناطیسی بدون هات پلیت T-۲

✓ مشخصات

نام:	همزن مغناطیسی بدون هات پلیت
مدل:	T-۲
ابعاد:	۲۲*۱۶*۹ CM
وزن:	۳۱۰۰GR
ولتاژ:	۲۲۰V
فرکانس:	۵۰HZ
توان:	۱۱۰W
جریان:	۵.۰A
دما:	دمای محیط

### نکات همزن مغناطیسی بدون هات پلیت T-۲

#### مشخصات کلی همزن مغناطیسی بدون هات پلیت مدل T-۲:

بدنه ساخته شده با ورق فولادی و رنگ الکترواستاتیک اپوکسی  
کنترلر تایمردیجیتال  
رویه از جنس استیل

دارای تایمر معکوس شمار دیجیتالی ( الکترونیکی ) بسیار دقیق و قابل برنامه ریزی

برای ایمنی بیشتر فیوز مناسبی در این دستگاه به کار رفته که در صورت اتصالی برق مانع از خراب شدن دستگاه می گردد

#### نکات مهم در استفاده از همزن مغناطیسی بدون هات پلیت T-۲:

مراقب باشید بر روی دستگاه آب و با مایعات ریخته نشود و چنانچه این اتفاق افتاد بلا فاصله دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید.

مگنت هایی که داخل شیشه می اندازید برای همزدن بعد از مدتی خاصیت مغناطیسی آنها کم شده و یا آنرا از دست می دهند.

اگر احياناً دستگاه به طور صحیح محلول شما را هم نمی زند ابتدا از صحت مگنت ها اطمینان حاصل کنید.

همزن های مغناطیسی در همزدن محلول ها با ویسکوزیته بالا کار آمد نیستند.

### خرید همزن مغناطیسی بدون هات پلیت T-۲

یکی از ابزارهای آزمایشگاهی بوده که برای مخلوط کردن مایعات در آزمایشگاه از آن استفاده می شود. فروشگاه نرمال لایو مرکز فروش انواع دستگاه های آزمایشگاهی همواره کوشیده است که بهترین و جامع ترین مرکز برای خرید دستگاه های آزمایشگاهی باشد از این رو برخورد دید که همزن مغناطیسی بدون هات پلیت T-۲ را به محصولات خود اضافه کند. همزن مغناطیسی بدون هات پلیت T-۲ با ویژگی های منحصر بفرد خود انتخابی ایده آل برای آزمایشگاه ها می باشد. با در نظر گرفتن ابعاد این دستگاه شما می توانید این دستگاه را بر روی میز قرار داده و از آن برای مصارف آزمایشگاه استفاده کنید در نظر داشته باشید که شما می توانید برای خرید همزن مغناطیسی بدون هات پلیت T-۲ با مناسب ترین قیمت با کارشناسان نرمال لایو تماس گرفته و سفارش خرید خود را ثبت نمایید.