

کاغذ پی اچ ۵.۰ - ۰.۵

نام: pH indicator paper

توضیحات

کاغذ رولی پی اچ ۵.۰ - ۰.۵ یکی از مهمترین و پرمصرفترین وسایل آزمایشگاهی HSL که برای تشخیص PH محلولها و مواد شیمیایی استفاده میشود. برای خرید کاغذ پی اچ ۵.۰ - ۰.۵ با برند مرک آلمان با کارشناسان نرمال لابو در ارتباط باشید.



بررسی کاغذ پی اچ ۵.۰ - ۰.۵

کاغذ پی اچ رولی یکی از مواد شناساگر برای سنجش اسید و باز در آزمایشگاه است، کاغذ رولی PH ۵.۰-۰.۵ برای اندازه گیری درجه اسیدی بودن محلولها و مایعات به کار می رود. پی اچ یک محلول، پارامتری برای نمایش میزان غلظت یون H+ در محلول هاست. این عدد می تواند از ۰ تا ۱۴ متغیر باشد، که ۰ نشان دهنده ی قوی ترین اسید و ۱۴ ضعیف ترین اسید می باشد و ۷ نیز pH آب خالص را نشان می دهد. طول کاغذ، ۴.۸ متر است که بصورت رولی در آمده است. کاربر با توجه به میزان نیاز خود در آزمایش، از این نوار مقداری را برش میزند و جدا می کند. ۲۰ ثانیه در محلول مورد نظر قرار می دهد و از روی تغییر رنگ نوار، می تواند الگوهای تعریف شده (که بر روی بسته ی کاغذ پی اچ قرار دارد) مطابقت دهد و میزان پی اچ را تشخیص دهد. برای خرید کاغذ پی اچ رولی با برند MERCK می توانید با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل نمایید و سفارش خود را ثبت کنید در نظر داشته باشید که فروش کاغذ پی اچ ۵.۰ - ۰.۵ در نرمال لابو مرکز فروش و پخش تجهیزات آزمایشگاهی هم به صورت تک و هم به صورت عمده امکان پذیر است.

ویژگی کاغذ پی اچ ۵.۰ - ۰.۵

مشخصات ✓

نام:	کاغذ پی اچ ۵.۰ - ۰.۵
نام انگلیسی:	ph indicator paper ph ۰.۵-۵.۰
مترادف:	کاغذ PH
مترادف ها (en):	ph paper, ph paper scale
محدوده اندازه گیری pH:	۰.۵ - ۱.۰ - ۱.۵ - ۲.۰ - ۲.۵ - ۳.۰ - ۳.۵ - ۴.۰ - ۴.۵ - ۵.۰
متراز در بسته بندی:	M F.A

نکات کاغذ پی اچ ۵.۰ - ۰.۵

کاغذ pH یکی از لوازم آزمایشگاهی است که برای شناسایی اسیدها و بازها مورد استفاده قرار می گیرد. تغییر رنگ این کاغذها نشان دهنده اسیدی یا بازی بودن محیط است و به همین دلیل به آنها معرف pH یا پی اچ اندیکاتور نیز گفته می شود. کاغذ پی اچ ۵.۰ - ۰.۵ (pH indicator paper pH ۰.۵-۵.۰) که با برند مرک در نرمال لابو به شما ارائه می شود دارای راهنمای تصویری برای میزان اسیدی بودن محلول است به این معنا که زمانی که شما کاغذ PH را در محلول قرار می دهید بعد از مشخص شدن رنگ روی کاغذ می توانید با تصویر روی بسته بندی محصول نتیجه را تطابق دهید و میزان اسیدی بودن محلول را مشخص نمایید.

نحوه و طریقه کار با کاغذ ۵.۰ - ۰.۵ PH:

برای سنجش پی اچ با این اندیکاتور کافی است یک استریپ از کاغذ PH یا ۵ یا ۶ سانتی از PH سنج رولی را در محلول مجهول قرار داده و پس از گذشت ۲ ثانیه آنرا بیرون آورده و پس از تغییر رنگ آنرا با طیف رنگی راهنمای روی جلد بسته بندی مقایسه می کنید. کار با این شناسگرها بسیار ساده است و به سرعت می توان پی اچ محلول را ارزیابی کرد. لازم به ذکر است که اسیدها مواد شیمیایی هستند که غلظت یون هیدروژن مثبت در آنها بالاست.

خرید کاغذ پی اچ ۵.۰ - ۰.۵

شرکت مرک آلمان با سالها تجربه در زمینه ارائه و تولید انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی، تجهیزات آزمایشگاهی و ... کوشیده است مطابق با استانداردهای موجود محصولات خود را تولید نماید و در اختیار مصرف کننده قرار دهد. کیفیت و کارایی محصولات مرک آلمان همواره یکی از مزیت های این شرکت می باشد. نرمال لابو برای رفاه حال شما عزیزان و ارائه قدرت انتخاب به شما برای خرید محصولات علاوه بر ارائه محصولات تولید داخل اقدامات لازم برای فروش مرک را نیز فراهم کرده است در همین راستا شما مس توانید کاغذ ۵.۰ - ۰.۵ PH را با برند مرک آلمان با تضمین کیفیت خریداری نمایید. در نظر داشته باشید که کارشناسان نرمال لابو آماده ارائه راهنمایی به شما عزیزان در رابطه با نحوه خرید کاغذ ۵.۰ - ۰.۵ PH و یا قیمت کاغذ ۵.۰ - ۰.۵ PH می باشند.