


پیپت پاستور

نام: pasteur pipettes



توضیحات

پیپت پاستور شیشه ای با نوک موبرگی و مکش بسیار مناسب یکی از ابزارهای است که برای برداشتن مقدار معینی از مایع به کار می رود برای خرید پیپت پاستور شیشه ای با کارشناسان نرمال لایو در ارتباط باشید. فروش پیپت پاستور در نرمال لایو همک به صورت تک و عمده انجام می شود.

بررسی پیپت پاستور

پیپت پاستور شیشه ای گونه ای از پیپت است که در رابطه با تاریخچه پیپت پاستور باید گفت که همانطور که از اسم پیپت پاستور پیداست، مخترع این وسیله کاربردی، دانشمند فرانسوی، **لویی پاستور** است. جدا از فعالیت های ارزنده ی او در حوزه ی پاستوریزاسیون (pasteurization)، برای انجام تحقیقات حوزه پزشکی و تئوری میکروب، برای او بسیار بود که همه ی نمونه های آزمایشی، تمیز و بدون میکروب حفظ شوند. از این رو، او این نوع از پیپت را اختراع نمود. این وسیله که در استفاده ی روزمره خود آن را با نام قطره چکان میشناسیم، صرفاً برای جلوگیری از آلودگی نمونه ها، در هنگام انتقال مقادیر کم از مایعات طراحی شده است. استفاده از قطعه لاستیکی حباب مانند در ته لوله ی شیشه ای بلند و نازک، فرایند کنترل و انتقال دقیق مایعات را به یک امر سریع و آسان تبدیل کرده است. امروزه از پیپت پاستور شیشه ای، برای انتقال مایعات غیر قابل کنترل تا حجم ۲/۵ میلی لیتر استفاده میشود. فروشگاه نرمال لایو مرکز فروش انواع پیپت های شیشه ای و پلاستیکی می باشد و شما می توانید برای خرید با کارشناسان فروش نرمال لایو تماس گرفته و سفارش خرید خود را ثبت کنید در نظر داشته باشید که برند پیپت پاستور شیشه ای که در نرمال لایو به شما ارائه می شود ISO 7712, T.Co., T.G.I, isolab می باشد تا شما بهترین وسایل آزمایشگاهی را در اختیار داشته باشید.

نحوه کار با پیپت پاستور شیشه ای:

استفاده از پیپت پاستور شیشه ای، بسیار ساده است.

۱- حباب (از جنس لاستیک یا لاتکس) را به سر پیپت وصل کنید. دقت کنید که نباید حباب را آنقدر فشار دهید تا حباب از قسمت بالای پیپت پاستور که مخصوص نصب حباب است، پایین تر بیاید.

۲- حباب سر پیپت را با انگشت شست خود فشار داده و سر پیپت را بصورت عمودی روی سطح مایع فرو کنید.

۳- سپس به آرامی فشار را از روی حباب پلاستیکی برداشته و اجازه دهید مایع در لوله شیشه ای بالا رود. پس از اینکه فشار بطور کامل از حباب پلاستیکی برداشته شد (حباب پلاستیکی به حالت اولیه بازگشت) و مقدار مناسبی از مایع در پیپت جای گرفت، پیپت را در ظرف گیرنده وارد کرده و دوباره حباب پلاستیکی را فشار دهید تا مایع از پیپت پاستور خارج شود.

ویژگی پیپت پاستور

مشخصات

نام:	پیپت پاستور شیشه ای
نام انگلیسی:	pasteur pipettes
برند:	isolab, T.Co., T.G.I
جنس:	شیشه بوروسیلیکات
طول:	۲۲۵, ۱۴۵ mm
مقاومت شیمیایی:	مقاوم در برابر محلول های غلیظ مانند اسید، آب اکسیژنه و ...
مقاومت حرارتی:	در برابر حرارت، شکننده و آسیب پذیر است.
موارد استفاده:	جهت برداشتن و انتقال حجم دقیقی از مایعات
استاندارد:	ISO 7712, ISO 13485, ISO 9001

نکات پیپت پاستور

پیپت پاستور (pasteur pipettes) از شیشه بوروسیلیکات مطابق با استاندارد ISO 7712 ساخته شده است و ایده آل برای انتقال و توزیع مایعات با خیال راحت در انواع آزمایشگاه ها می باشد، دیواره های ضخیم از خطر شکستگی در هنگام استفاده جلوگیری می کند. پیپت پاستور دارای نوک موبرگی می باشد و همین طراحی باعث شده است که مکش به خوبی انجام شود.

نحوه استفاده از پیپت پاستور شیشه ای:

برای استفاده از پیپت پاستور شیشه ای باید از یک وسیله ی حباب مانند پلاستیکی استفاده کرد. این حباب پلاستیکی به منظور پمپاژ هوا و همبند ایجاد خلا برای کشیدن محلول در انتهای آن به کار می رود. لازم به ذکر است که حتما پیپت قبل از استفاده با محلول معرف شسته شده یا به عبارتی از محلول پر و خالی گردد. سپس با فشردن پمپ پلاستیکی و فروردن پیپت پاستور شیشه ای در محلول و سپس به آرامی رها کردن پمپ می توان آن را از محلول پر نمود اما باید دقت داشت که محلول وارد پمپ پلاستیکی نگردد. نکته قابل توجه در هنگام پر کردن پیپت این است که حتما باید به صورت عمودی در محلول نگه داشته شود.

ویژگی پیپت پاستور شیشه ای:

پیپت پاستور از شیشه های شفاف طبق استانداردهای کیفیت ISO 7712 تولید شده است

پیپت پاستور دارای دیواره های ضخیم و یکنواخت است و همین موضوع از شکست احتمالی محصول جلوگیری می کند.

پیپت پاستور شیشه ای دارای نوک موبرگی و مکش مناسب می باشد.

خرید پیپت پاستور

انواع پیپت که از وسایل آزمایشگاهی روزمره حساب می شوند از نمونه وسایلی هستند که در تمامی آزمایشگاه ها استفاده می شوند. یکی از انواع پیپت ها را می توان به نام پیپت پاستور شیشه ای را معرفی کرد. استفاده از انواع پیپت پاستور شیشه ای برای به سرانجام رسانیدن بسیاری از آزمایش های شیمی بسیار ضروری ست. خرید پیپت پاستور شیشه ای می تواند سبب شود تا شما عزیزان برای برداشتن و انتقال حجم دقیقی از مایعات با مشکلی مواجه نشوید. برای اینکه بتوانید یک پیپت پاستور شیشه ای با کیفیت را خریداری کنید می توانید به سایت نرمال لایو رجوع نمایید و پس از بررسی های لازم مراحل مربوط به خرید پیپت پاستور را به راحتی پشت سر گذاشته در نظر داشته باشید که باتوجه به نوسانات قیمت، قیمت پیپت پاستور شیشه ای متفاوت می باشد برای اطلاع از قیمت این محصول با کارشناسان نرمال لایو در ارتباط باشید.