

لوله شوی آزمایشگاهی

نام: laboratory brushes

توضیحات

برس آزمایشگاهی نوعی فرچه که برای شستن و تمیز کردن جدار داخلی لوله ی آزمایش کاربرد دارد. برای شستن لوله آزمایش برس درون لوله آزمایش قرار می دهند و می چرخانند. برای خرید لوله شوی آزمایشگاهی با فروشگاه نرمال لابو ارتباط برقرار کنید.



بررسی لوله شوی آزمایشگاهی

لوله شوی آزمایشگاهی، برس آزمایشگاهی و یا همان فرچه آزمایشگاهی (laboratory brushes) یکی از ظروف آزمایشگاهی بسیار پر کاربرد است. یک روش ساده برای تمیز کردن لوله آزمایشگاهی و فالكون استفاده از مواد پاک کننده و در صورت لزوم شیشه شوی مخصوص است که در اثر شست و شو با آب هرگونه مواد زاید و چربی و روغن از سطح آن ها پاک میشود. در موارد ضروری وسایل را با ۵ الی ۱۰ میلی لیتر آب مقطر و به کمک پیست شست و شو می دهند. قبل از هر آزمایش باید دقت کرد که ظروف آزمایشگاهی مورد استفاده تمیز باشند. وسایل در زمانی که خیس هستند اغلب کاملاً تمیز به نظر می رسند اما پس از خشک شدن امکان دارد لکه هایی روی آن ها نمایان شود. بنابراین در آزمایش های حساس بهتر است آن ها را قبل از استفاده خشک کنیم تا اطمینان حاصل شود که به اندازه کافی تمیز هستند. لوله شور و ارلن شور که گاه با نام های دیگری نظیر برس لوله و شیشه شور خوانده می شود، وسیله ای است مشابه شوره خاکی که برای پاک کردن ظروف شیشه ای کاربرد دارد. این وسیله دارای میله ای محکم است که برس های پلاستیکی آن را احاطه کرده است. فروشگاه نرمال لابو مرکز فروش انواع تجهیزات آزمایشگاهی انواع لوله شور آزمایشگاهی در ابعاد و اندازه های مختلف را به شما ارائه می دهد تا شما بتوانید به وسیله آنها تمامی ظروف آزمایشگاه را به دقت بشوید و در آزمایش های بعدی از آن استفاده کنید.

ویژگی لوله شوی آزمایشگاهی

مشخصات ✓

نام:	لوله شوی آزمایشگاهی
نام انگلیسی:	laboratory-brushes
برند:	isolab
طول دسته:	۲۳۵، ۲۹۵، ۳۸۰، ۴۶۰، ۴۶۰، ۸۴۵ mm
قطر برس:	۱۲، ۲۵، ۴۰، ۵۰، ۷۰، ۱۰۰ mm
طول برس:	۸۰، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۳۰، ۱۲۵ mm
تعداد در بسته بندی:	۱۰ عدد

نکات لوله شوی آزمایشگاهی

لوله شورها مانند سایر لوازم آزمایشگاه تنوع چندانی ندارند. ولی به طور کلی متناسب با اندازه دهانه لوله ها و ظروف آزمایشگاهی، لوله شور تولید می شود. به طور معمول همگی آن ها از ترکیب فلز و پلاستیک به وجود می آیند. مطابق با عکس های قرار داده شده در تصویر هر کدام از این فرچه ها ویژگی های مخصوص خود را دارند که در ادامه به توضیح آنها پرداخته ایم:

لوله شور a برای تمیز کردن بورتها و لوله های تا قطر داخلی ۱۸ میلیمتر.

لوله شور c-b برای تمیز کردن ارلن و بطری های آزمایشگاهی اندازه متوسط و بزرگ.

لوله شور d برای تمیز کردن بطری های آزمایشگاهی کوچک. این مدل به علت کروی بودن نوک آن بسیار عالی عمل می کند.

لوله شور e برای تمیز کردن لوله آزمایشهای ۱۲-۲۵ میلیمتر.

لوله شور f برای تمیز کردن لوله آزمایش و یا ظروف با قطر کم.

ویژگی برس لوله:

مقاوم در برابر اسید و مواد شیمیایی خورنده

موارد استفاده لوله شوی:

شستشو لوله و ظروف دهانه یا گردن باریک

خرید لوله شوی آزمایشگاهی

شیشه آلات آزمایشگاهی از جمله پرکاربردترین لوازم می باشند که در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرند. اما نکته مهم در به کارگیری این ظروف و شیشه آلات آلوده نبودن آنها می باشد. یکسری از این وسایل باید با استفاده از لوازم جانبی تمیز گردد که از جمله ی آنها لوله ی آزمایش می باشد. برای شستشوی لوله های آزمایش، ارلن و همینطور بالن ها باید از لوله شوی استفاده نمود. برای هر کدام از این وسایل از لوله شوی با سایز مخصوص باید استفاده نمود. فروشگاه نرمال لابو انواع لوله شور آزمایشگاهی در ابعاد و اندازه های مختلف را به شما ارائه میکند تا شما به وسیله ی آنها بتوانید ظروف آزمایشگاهی خود را تمیز کنید در نظر داشته باشید که در نرمال لابو لوله شوی آزمایشگاهی با برند های تولید داخل و برندهای خارجی همچون isolab موجود می باشد و شما می توانید در هنگام خرید لوله شوی آزمایشگاهی قید نمایید که کدامیک از برند های مورد نظر را میخواهید. کارشناسان فروش نرمال لابو همراه شما خواهند بود تا راهنمایی های لازم جهت خرید لوله شوی آزمایشگاهی و یا قیمت لوله شوی آزمایشگاهی را به شما ارائه کنند.