

## تیترازول تیترپلکس ۱۰٪

نام: **Tritriplex® III solution**



### توضیحات

تیترازول تیترپلکس ۱۰٪ که به منظور تیتراسیون سازی به کار می رود می توانید از نرمال لابو خرید داری نمایید. شرکت مرک جهت سهولت انجام تیتراسیون، محلول تیترازول کلریک با غلظت ۱۰٪ مولار تهیه گرده است تا شما بتوانند به راحتی کار تیتراسیون را انجام دهند. برای خرید تیترازول تیترپلکس ۱۰٪ با برند مرک آلمان با نرمال لابو مرکز پخش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی در تماس باشید.

### بررسی تیترازول تیترپلکس ۱۰٪

تیترازول تیترپلکس ۱۰٪ محلول استاندارد می باشد و ابزاری است که متخصصان شیمی با استفاده از آن ها می توانند به طور دقیق به غلظت مواد مجهول دست یابند. تیترازول تیترپلکس ۱۰٪ برای تعیین غلظت در آنالیزهای طیف سنجی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش، محلول های استانداردی با غلظت های متفاوت تهیه مینماییم و بر روی آن ها طیف سنجی انجام میگیرد که در این صورت منحنی استانداردی بدست می آید که با استفاده از آن به راحتی می توان غلظت ماده مجهول را از شدت جذب آن در اسپکتروسکوپی بدست آورد. نرمال لابو مرک فروش انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی و مواد شیمیایی صنعتی همواره می کوشد تمامی محصولات موجود از بینهای برندی های دنیا همچون مرک، سیگمادریج و ... تهیه و به شما ارائه نماید. با در نظر گرفتن این موضوع که تیترازول ها در آزمایشگاه ها کاربرد فراوانی دارند نرمال لابو این محصول ها با حجم مشخص را با برند مرک آلمان به فروش می رساند شما می توانید برای خرید تیترازول با کارشناسان نرمال لابو در ارتباط باشید و سفارش خود را ثبت کنید. در نظر داشته باشید که شرکت **merck** آلمان برای سهولن در استفاده این محلول ها را در بسته بندی آمپول شکل و با غلظت آن ۱۰٪ مولار تولید می کند تا در هنگام استفاده در آزمایش شما مشکلی پیش نیاید.

### ویژگی تیترازول تیترپلکس ۱۰٪

#### مشخصات

نام:	تیترازول تیترپلکس ۱۰٪
نام انگلیسی:	Tritriplex® III solution
غلظت:	for ۱۰۰۰ ml, $c(Na_2-EDTA \cdot 2 H_2O) = ۰.۱ mol/l$
فرمول شیمیایی:	$c Na_2-EDTA \cdot 2 H_2O$
مایع بی رنگ:	مایع بی رنگ
شكل و حالت فیزیکی:	آمپول پلاستیکی
بسته بندی:	(۲۰ °C)
چگالی:	۱.۰۶ g/cm³ (۲۰ °C)
سطح کیفیت:	MQ100
شماره CAS:	۱۳۹-۳۳-۳, ۱۳۰-۷۳-۲
کد HS:	۲۹۲۲ ۴۹ ۸۵
شماره کاتالوگ:	۱۰۸۴۴۶
pH:	۷.۸ (H₂O, ۲۰ °C)
شرایط نگهداری:	Store at +۱۵°C to +۲۵°C

### نکات تیترازول تیترپلکس ۱۰٪

این ماده دارای با غلظت دقیق ۱۰٪ مولار است که برای تیتراسیون بیون های فلزی استفاده می شود. این آمپول را عمدتاً برای تیتراسیون بیون های فلزی استفاده می کنند. این ماده با بیون های فلزی تشکیل یک کمپلکس می دهد.

#### خصوصیات تیترپلکس ۱۰٪

در آمپول های با حجم مشخص به فروش می رسد. غلظت آن ۱۰٪ مولار است.

در واقع این ماده محلول استاندارد است که برای عمل تیتراسیون استفاده می شود.

#### کاربرد تیترپلکس ۱۰٪

از آن در تیتراسیون و حجم سنجی ها استفاده می شود. در کامپلکسومتری استفاده می شود.

عمده از نیترات نقره برای تیتراسیون بیون های فلزی استفاده می شود.

#### موارد اختیاط تیترازول تیترپلکس :

تیترازول تیترپلکس ۱۰٪ فقط در بسته بندی خودش نگهداری شود.

در صورت تماس با پوست، محل را چند دقیقه با آب فراوان شستشو دهید.

در صورتی تماس با چشم در صورتی که در چشم لنز می باشد ابتدا لنز را از چشم خارج کنید و پس از آن چشم را چند دقیقه با آب فراوان شستشو دهید.

توجه داشته باشید در هنگام استفاده از تیترازول تیترپلکس ۱۰٪ آزمایشگاه شما دارای تهیه مناسب باشد و یا از این محلول در فضای باز استفاده کنید.

## خرید تیترازول تیتریپلکس ۰.۰۵

فروشگاه نرمال لاب فعال در زمینه فروش مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی، اماده ارائه خدمات در حوزه فروش تیترازول تیتریپلکس ۰.۰۵ استاندارد با کیفیت عالی، قیمت مناسب و در مقادیر دلخواه به مشتریان می‌باشد. این محصول ساخت شرکت مرک آلمان بوده و به صورت مایعی و آمپول عرضه می‌گردد. نرمال لاب افتخار دارد برای تامین نیازهای بازارهای داخلی اقدام به واردات و فروش محصولات مرک آلمان نیز کرده است و درجهت احترام به حق انتخاب مشتری ضمن ارائه محصولات تولیدی به واردات و فروش محصولات اورجینال مرک آلمان نیز پرداخته است شما می‌توانید تیترازول تیتریپلکس ۰.۰۵ (Triplex® III solution) با کارشناسان نرمال لاب ارتباط برقرار نمایید.